

BELUME

BEAUTY & WELLNESS

INSTRUKCJA OBSŁUGI & KARTA BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za wybór marki BELUME! Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do pierwszego zabiegu. Zachowanie zasad prawidłowego użytkowania gwarantuje pełne bezpieczeństwo oraz najwyższą skuteczność terapii światłem LED.

1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU & SPECYFIKACJA

Nazwa urządzenia	Maska LED BELUME (model bezprzewodowy)
Liczba diod LED	312 zaawansowanych diod LED wysokiej gęstości
Sterowanie	Bezprzewodowy, odłączany pilot magnetyczny
Liczba trybów / Długości fal	5 trybów (460 nm, 590 nm, 630 nm, 850 nm, 940 nm)
Ochrona oczu	Silikonowe poduszki ochronne w zestawie
Certyfikaty	CE, RoHS, Zgodność z normami UE

2. PROGRAMY ŚWIATŁOTERAPII (5 TRYBÓW)

🔴 Światło Czerwone (630 + 850 + 940 nm)

Stymuluje syntezę kolagenu, spłyca drobne zmarszczki, ujędrnia i przywraca elastyczność.

🟡 Światło Żółte (590 nm)

Kosi nadwrażliwość skóry, redukuje zaczerwienienia i rozjaśnia poszarzałą cerę.

🔵 Światło Niebieskie (460 nm)

Eliminuje bakterie trądzikowe, reguluje wydzielanie sebum i łagodzi stany zapalne.

🟣 Światło Fioletowe (Multi-Faza)

Synergiczne działanie regenerujące, przyspiesza odnowę komórkową i głęboko odbudowuje.

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Ochrona Oczu:** Przed rozpoczęciem sesji zawsze zamontuj dołączone poduszki ochronne pod oczy. Podczas zabiegu trzymaj oczy zamknięte. Nie patrz bezpośrednio w źródło światła diod LED.
- Czas Trwania Zabiegu:** Zalecany czas sesji wynosi od 10 do 15 minut (maksymalnie 20 minut dziennie). Urządzenie posiada wbudowany timer automatycznie kończący pracę.
- Przeciwwskazania:** Nie stosuj urządzenia w przypadku ciąży, przyjmowania leków fotouczulających, aktywnej choroby nowotworowej, otwartych ran na twarzy lub silnej fotonadwrażliwości. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.
- Reakcja na zabieg:** W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek pieczenia, bólu lub silnego podrażnienia, natychmiast przerwij zabieg.

4. INSTRUKCJA KROK PO KROKU (JAK PROWADZIĆ ZABIEG)

- Przygotowanie skóry:** Umyj i dokładnie osusz skórę twarzy. Usuń cały makijaż oraz kosmetyki z zawartością kwasów lub retinolu przed sesją.
- Montaż ochrony oczu:** Umieść silikonowe poduszki ochronne w dedykowanych miejscach po wewnętrznej stronie maski.
- Dopasowanie maski:** Załóż maskę na twarz i wyreguluj pasek mocujący tak, aby maska przylegała stabilnie i bez ucisku.
- Podłączenie pilota:** Przyczep magnetyczny pilot do złącza na masce. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
- Wybór trybu i czasu:** Wybierz odpowiedni program światła oraz czas (rekomendowane: 15 minut). Relaksuj się w trakcie zabiegu.
- Zakończenie i pielęgnacja:** Po upływie wyznaczonego czasu maska wyłączy się automatycznie. Zdejmiesz urządzenie i nałóż swój ulubiony krem lub serum nawilżające.

5. KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od ładowania.
- Przetrzyj powierzchnię maski delikatną, lekko wilgotną ściereczką lub chusteczką dezynfekującą bez alkoholu.
- Nie zanurzaj maski ani pilota w wodzie i nie myj ich pod bieżącym strumieniem.
- Przechowuj urządzenie w suchym, zacienionym miejscu z dala od źródeł wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.

6. GWARANCJA I SERWIS

Maska LED BELUME objęta jest **24-miesięczną (2-letnią) gwarancją konsumencką** na wady fabryczne i usterki techniczne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub czyszczenia niedozwolonymi środkami.

7. DEKLARACJA ZGODNOŚCI & OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (oznaczenie CE). Urządzenie podlega przepisom dotyczącym selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu razem z odpadami komunalnymi.

Masz pytania dotyczące stosowania lub potrzebujesz pomocy?
Napisz do nas: kontakt@belume.pl | Odwiedź naszą stronę: www.belume.pl